

**Экспертное заключение на предоставленную техническую спецификацию:  
Электрокардиограф по лоту №2**

Представлена техническая спецификация:  
ТОО «Телемедицинский центр «Сапа»»

**Телекардиограф KZM-01**

Регистрационное удостоверение РК-МИ (МТ) -0№023261

КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара» ТОО «Телемедицинский центр «Сапа»»

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Блок аппарата базовый | = не соответствует |
| 2. Кабель питания        | = не соответствует |
| 3. Кабель пациента       | = соответствует    |
| 4. Электроды конечностей | = соответствует    |
| 5. Грудные электроды     | = соответствует    |
| 6. Батарея Li-Ion        | = не соответствует |
| 7. Гель для ЭКГ          | = не соответствует |

**Требования к условиям эксплуатации** = не соответствует

Необходим электрокардиограф, а потенциальный поставщик предлагает Телекардиограф, что является другим оборудованием.

Представлена техническая спецификация:

ТОО «ОрдаМед Павлодар»

**Электрокардиограф Cardio 7**

Регистрационное удостоверение РК-МТ-7№010814

КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара» ТОО «ОрдаМед Павлодар»

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Блок аппарата базовый | = соответствует |
| 2. Кабель питания        | = соответствует |
| 3. Кабель пациента       | = соответствует |
| 4. Электроды конечностей | = соответствует |
| 5. Грудные электроды     | = соответствует |
| 6. Батарея Li-Ion        | = соответствует |
| 7. Гель для ЭКГ          | = соответствует |

**Требования к условиям эксплуатации** = соответствует

Соответствует всем параметрам и характеристикам.

Представлена техническая спецификация:  
ТОО Компания «Медиус»

**Электрокардиограф ЭК 12Т-01 «Р-Д»**  
Регистрационное удостоверение **РК-МТ-7№014847**

КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара» ТОО Компания «Медиус»

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Блок аппарата базовый | = не соответствует |
| 2. Кабель питания        | = соответствует    |
| 3. Кабель пациента       | = соответствует    |
| 4. Электроды конечностей | = соответствует    |
| 5. Грудные электроды     | = соответствует    |
| 6. Батарея Li-Ion        | = соответствует    |
| 7. Гель для ЭКГ          | = соответствует    |

**Требования к условиям эксплуатации** = не соответствует

1. У Электрокардиографа ЭК 12Т-01"Р-Д" Монитор 141 мм. это 5,55 дюймов, должен быть не менее 7.
2. Электрокардиограф ЭК 12Т-01"Р-Д" весит 1,2 кг, и является менее устойчивым по сравнению с ЭКГ Cardio 7, вес которого составляет 3,5 кг.
3. Запись данных на ЭКГ Cardio 7 производится на бумаге размера 210 мм, а на ЭКГ «ЭК 12Т-01"Р-Д» на бумаге размера 110 мм. Соответственно результат лучше просматривается на бумаге у которой размер больше.
4. Отсутствует в "Информация о пациенте раса, курение".

Врач функциональной диагностики  
Независимый эксперт



Глебова А.Л.

12.10.2023г.